

## Кросс-специфичность

Для тест-систем с разными мутациями в одном кодоне (например, KRAS и NRAS) при высоком содержании мутации в образце на некоторых приборах может наблюдаться небольшая кросс-специфичность в реакционных смесях, содержащих замену другой буквы в том же положении нуклеотидной последовательности. В этом случае неспецифичные подъемы не учитываются при интерпретации результата и выдается только основная (самая высокая) мутация.

Уровни неспецифического сигнала для различных мутаций гена KRAS приведены в таблице:

Реакционная смесь	ОКО	ПКО													
		12Asp		12Ala		12Arg		12Val		12Ser		12Cys		13Asp	
		FAM Ct/RFU	HEX												
Gly12Asp	-	22,3	23,6	23,8	22,8	-	23,6	28,6	23,8	-	23,2	-	23,7	-	23,2
	-	7500		2200		-		500		-		-			
Gly12Ala	-	29,2	23,7	19,7	23,2	-	23,9	28,6	23,8	-	23,4	-	23,7	-	23,4
	-	300		9500		-		600		-		-			
Gly12Arg	-	-	23,7	-	22,8	20,8	23,6	-	23,9	27,3	23,7	29,0	23,9	-	23,5
	-	-		10200		-		700		600		-			
Gly12Val	-	30,5	23,9	24,3	23,0	-	24,2	24,0	24,1	-	23,6	-	23,9	-	23,5
	-	150		1500		-		5000		-		-			
Gly12Ser	-	-	23,6	-	22,8	26,8	23,9	-	23,9	22,2	23,6	29,1	24,1	-	23,6
	-	-		800		-		7800		400		-			
Gly12Cys	-	-	24,0	-	23,1	25,3	24,3	-	24,3	25,9	23,8	24,6	24,1	-	23,8
	-	-		1750		-		1500		4600		-			
Gly13Asp	-	-	23,7	-	23,0	-	24,1	-	24,1	-	23,7	-	24,3	23,1	24,0
	-	-		-		-		6300		-					